


フリーリー

使い、方自由。

マッサージャーの新発想。
からだにあわせて自在に曲がり、
包みこむようにマッサージ。



FREELY

バイブレーションマッサージャー フリーリー

商品企画、設計、製造まで
一貫して自社生産にこだわった国産品

日本製

希望小売価格

36,750円 (税込価格)

PAT. 特許第4986090号

ブルー

JANコード 4945068550127

ピンク

JANコード 4945068550110

シーンも用途もあなた次第。

いつもお手元に置いて心地よさをお楽しみください。

代表的な 使い方



4個のもみ玉が 同期振動!

もみ玉の中に振動を発生させる
アンバランスを内蔵。
心地よい振動を実現。

思いのままに

からだにフィットするフリーー。

あなたの凝り固まった疲れを
ピンポイントでもみほぐします。




FREELY

パイプレーションマッサージャー フリーー

■各部の名称

◎本体



■ご使用方法


- ① 4個の振動部をマッサージしたいお好みの部位に当てます。
本体は自由に曲がるので体にしっかりフィットさせてください。
- ② 両端のグリップとベルトをしっかり握ってから操作ダイヤルを押し、電源を入れてください。
電源は操作ダイヤルを軽く押すことにより「入」あるいは「切」の操作を行います。
- ③ 電源が入ると4個の振動部が振動し、マッサージを開始します。
- ④ 操作ダイヤルにより運転を切り替えることができますので、お好みの強さを選択してください。
「自動」：操作ダイヤルを「自動」の方向にまわしますと、強弱の目盛が「自動」を表示し、弱運転から強運転を自動的に繰り返します。
「手動」：操作ダイヤルを「手動」の方向にまわしますと、強弱目盛が数値を表示しますので、お好みの強さをお選びください。
お好みの一定の強さで運転します。

■ダイヤル

- ・電源の「入」「切」の操作を行います。
- ・運転の「自動」及び「手動」を調整します。



■「自動」「手動」の表示・ダイヤルを回す方向を示します。



◀ 電源の「入」「切」・ダイヤルを矢印方向に押す。

- 自動/強弱目盛
・ダイヤルを回すと、目盛が動き「自動」あるいは
手動の「強」～「弱」が表示されます。

■仕様

- ◎販売名:フリーー ◎医療機器認証番号:226AGBZX00074000
- ◎分類:管理医療機器 ◎一般名称:家庭用電気マッサージ器 ◎製造国:日本

<本体>

- ◎定格電圧:AC100V ◎定格周波数:50/60Hz ◎消費電力(無負荷):12W
- ◎定格時間:10分 ◎感電に対する保護クラス:クラス0 ◎振動回数:約2,100～3,800回/分 ◎電子タイマー:10分 ◎安全装置:過負荷保護装置/過熱防止装置
- ◎寸法:外径φ5.9×全長107cm ◎電源コード長さ:約2.3m ◎重量:約770g

※印刷物ですので実際の色と多少違う場合があります。

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更することがありますのでご了承ください。

電気代の目安(30分/日使用時):約4.86円/月(新電力料金目安単価27円/kwh)

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※次の人は、**使用しない**てください。

◎医師からマッサージを禁じられている人 例:血栓(塞栓)症、重度の動脈硬化(痛)、急性静脈炎(痛)、各種皮膚炎及び皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)など◎急性の頸椎ヘルニア(むちうち症)の疑いのある人

※次の人は、**使用前に医師に相談**してください。

◎心臓に障害のある人◎ペースメーカー等電磁障害を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人◎悪性腫瘍のある人◎妊娠初期の不安定期又は出産直後の人◎糖尿病等による高度な末梢循環障害による知覚障害のある人◎皮膚に創傷のある人◎骨粗しょう症の人◎脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疼痛性疾患の人◎治療部位に異常(感染症、創傷など)のある人◎体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期にある人◎衰弱している人◎安静を必要とする人◎著しく体調のすぐれない時◎脊髄(せきつい)に異常のある人◎背骨が曲がっている人◎腱鞘炎の人◎その他、医療機関で治療中の人やかつて治療を受けた部位に使用する時◎上記以外に身体に特に異常を感じている時◎使用しても効果が現れない場合

※特定の病気をもちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。

※お子様や自分で意思表示ができない人や身体の不自由な人に使用させないでください。また、お子様やペットを本体の周辺で遊ばせたり、本体の上に乗せたりしないでください。事故やケガの原因になります。

的場電機製作所はこれからも皆様の健康のために。

株式会社的場電機製作所は1962年設立以来、小型精密モーターの開発に真摯に取り組む、その技術は健康機器・医療機器の分野へ広がっています。ローラーマッサージ機「SRシリーズ」に於いては、1983年の製造開始から現在に至るまでたくさんのお客様にご愛用頂き、販売実績は200万台を数えます。皆様の健康のために、これからも今まで以上に意識して本当の「ものづくり」に専念していきます。

製品に関するお問合せ、ご相談は当店で

製造販売業者



株式会社 的場電機製作所

本社:〒350-1101 埼玉県川越市地場2627
TEL 049-231-2255 FAX 049-231-6789
URL <http://www.matoba.co.jp>

製造販売業許可番号 11B2X00062